



Rengøring og desinfektion af AutoPulse

Efter brug skal AutoPulse korrekt rengøres og dekontamineres før den på ny tages i drift. AutoPulse er et medicoteknisk udstyr og bør behandles herefter (Råd og anvisning om desinfektion i sundhedssektoren fra Statens Serum Institut).

Følg nedenstående procedure for at rengøring og desinfektion af AutoPulse platform.

1. Fjernelse af Lifeband fra AutoPulse

- Lifeband er en engangsartikel
- Der må ikke klippes i Lifeband, før det er fjernet fra AutoPulse platformen

2. Bortafførelse af Lifeband

Efter brug skal Lifeband fjernes og bør bortafføres i gule smitteposer

3. Aftør AutoPulse inden rengøring

Aftør AutoPulse overflader fri for blod og sekret med vand og sæbe - herefter desinficeres med desinfektionsklud Wet Wipe desinfektion ethanol eller lignende produkt (husk at anvende hansker)

4. Rengør AutoPulse med godkendte rengøringsprodukter

Rengør platformen med et af følgende godkendte rengøringsprodukter:

- 70% Isopropyl alkohol
- Vand og sæbe
- Klorin blegemiddelsopløsning (30 ml klorin/1 liter vand)
- Wet Wipe eller Super Sani-cloths

5. Tør AutoPulse

- Tør AutoPulsen efter med et rent håndklæde eller papir
- Stil AutoPulsen op - og lad platformen tørre helt

6. Installér det nye Lifeband

Lifeband skal installeres inden brug

7. Installér nyt batteri

- Installér et fuldt opladt batteri i AutoPulse
- Kontrollér at reserve batterierne ligeledes er fuldt opladte
- Skift batteri i AutoPulse minimum engang i døgnet

8. Tænd for AutoPulse

- Kontrollér at der ikke blinker "Brugerrådgivning" i displayet, når AutoPulse tændes
- Hvis "Brugerrådgivning" blinker i displayet, trækkes Lifeband helt ud til sin udgangsposition og tryk herefter på genstart
- Hvis "Brugerrådgivning" stadig blinker i displayet, kontaktes Medidyne's tekniske afdeling

9. AutoPulse klar til drift

- Placér AutoPulse i AutoPulse-tasken. Kontrollér at der er straps og fikseringsrem i tasken
- AutoPulse er herefter klar til drift