

ZOLL



SHOCK

PACER


1 ANALYZE

2 ENERGY SELECT

3 CHARGE



ZOLL



Ekstremt lille, let og funktionel Den ideelle skærm til præhospitalt brug



STEMI visning

Skærmvisning af 12 EKG-afledninger samtidigt for hurtig diagnosticering



Split-Screen visning

Dynamisk og statisk visning af EKG-12



Intensiv overvågning

Se op til fire kurver efter eget valg fx invasivt tryk (IBP), temperatur, EKG, EtCO₂



Genoplivningsmodus

CPR Dashboard giver mulighed for at se trykdybde, frekvens, release tid, hands-off tid, HLR-tid og koronar perfusions indeks. Derudover er der også mulighed for at se det filtrerede EKG (SEE Thru CPR) i realtid.



ZOLL®

Besøg os på www.zoll.com/xseries eller ring til os på 1-800-804-4356 for at få mere at vide om X Series®.